

Máxima protección contra las úlceras de decúbito y los traumatismos tisulares en el quirófano. Las almohadillas y los posicionadores Action® están probados clínicamente.

Action Products, Inc.

ACTION®

Body Smart® Solutions (Soluciones Body Smart®)



www.actionproducts.com

Resumen

El cuidado de las úlceras de decúbito se ha convertido en un componente estándar del protocolo de cada hospital moderno. En 2008 los CMS definieron a las úlceras de decúbito intrahospitalarias (HAPU) como Incidentes prevenibles y esto marcó un punto de inflexión para la mayoría de los centros de salud.

Action, pionera en el uso de polímeros para la prevención de las úlceras de decúbito, ha estado a la vanguardia de la educación de los profesionales y la industria de la salud durante más de cuarenta años. Nuestro polímero viscoelástico patentado Akton® continúa ofreciendo la mejor calidad a través de cientos de diseños Body Smart® que cuentan con la exclusiva superficie Shear Smart®. Diseñado para prevenir la obstrucción capilar mediante la redistribución de la presión, la mitigación de la fricción y la distribución uniforme del calor y la humedad, nuestro polímero reduce considerablemente el riesgo de padecer traumatismos tisulares. No muchos productos competidores pueden afirmar lo mismo.

Obtenga más información sobre cómo erradicar las úlceras de decúbito en los ensayos clínicos independientes y los recursos y programas educativos para su personal en www.actionproducts.com.


Beneficios de los productos marca Action®:

- Excelente relación costo-beneficio
- Probados clínicamente
- No contribuyen a la proliferación bacteriana
- Biocompatible
- Se pueden utilizar durante el diagnóstico por imágenes
- Limpieza fácil y rápida
- Sin látex
- Sin pérdidas
- Se comportan de misma manera que el tejido del paciente
- La más amplia selección de productos
- Se fabrican a medida



Cómo utilizar este catálogo

Utilice este completo catálogo para obtener las soluciones para la prevención de las úlceras de decúbito que su centro de salud necesita. Recientemente modificamos nuestro catálogo para reflejar un énfasis renovado y fundamental en el control de los costos dentro del hospital. Todos sabemos lo difícil que es producir más con menos. Sin embargo, al adoptar un programa de productos básicos reutilizables con alto valor intrínseco, ¡su quirófano puede lograrlo!



Hemos identificado todos nuestros productos con VALOR intrínseco con una  a fin llamar su atención hacia los productos fundamentales que son clave a la hora de brindar un cuidado estándar básico y cumplir con todas las Pautas de posicionamiento del paciente de la AORN. Para que

le resulte más práctico, hemos compilado la lista completa en el reverso del catálogo. Además, le ofrecemos de manera GRATUITA un estudio comparativo de costos que comprueba el VALOR de los ahorros logrado al adoptar un modelo de cuidado a través de productos reutilizables.



Cuatro factores principales que contribuyen a la aparición de úlceras de presión:

- Distribución irregular del peso
- Presión
- Fricción
- Acumulación de calor y humedad

Busque este símbolo en la parte inferior de cada página para identificar los productos relacionados con la prevención de úlceras de presión en áreas de alto riesgo.

ALMOHADILLAS PARA QUIRÓFANO



Almohadilla para mesa quirúrgica para brazo con forma ergonómica

- Adecuada para extensas microcirugías de mano.

40330 32 x 24 x 1/2" 81,3 x 61 x 1,2 cm



Cubierta para mesa quirúrgica de Mayo

- Utilizada en intervenciones ortopédicas.
- Amortigua el instrumental costoso.
- Estilo funda con base de goma.

40717 21 x 18 1/2 x 3/8" 53,3 x 47 x 1,6 cm



Cubiertas desechables Action® para almohadillas

- Producto para controlar infecciones.
- Estilo funda y estilo sábana ajustable.
- Prolonga la vida útil de la almohadilla.
- Mejora la tasa de recambio de equipo del quirófano.
- Disponibles en grandes cantidades.

Estilo funda

40102 Diseñada para los modelos de almohadillas de mesa 40100 y 40101 Caja de 25

Estilo funda ajustable

40800 Diseñada para los modelos de almohadillas de mesa 40100 Caja de 25

40801 Diseñada para los modelos de almohadillas de mesa 40101 Caja de 25

40803 Diseñada para los modelos de almohadillas de mesa 40103 Caja de 25

40804 Diseñada para los modelos de almohadillas de mesa 40104 Juego de 3 piezas

40805 Diseñada para los modelos de almohadillas de mesa 40105 Unidad

- Mencionadas por la AORN en sus prácticas recomendadas para prevenir las úlceras de decúbito.
- Redistribuyen la presión y reducen los efectos de la fricción sobre toda la superficie de la mesa.
- Reducen el movimiento del paciente.
- Diseño simple y discreto.
- Polímero Akton® de 1/2" de máxima efectividad.



Almohadilla para quirófano Action® con recorte perineal

- Ideal para posición ginecológica.
- Amplia variedad de aplicaciones en todo tipo de quirófanos, en intervenciones regulares e intervenciones urológicas, en particular.

Almohadilla para quirófano Action®, Juego de 3 piezas

- Se utiliza en mesas segmentadas.
- Incluye almohadillas para la sección de la cabeza, el torso y los pies.
- Reduce la presión y la fricción sobre toda la superficie de la mesa.

Almohadillas para quirófano Action®

- Están disponibles los tamaños estándar y a medida.

40101	Larga (Longitud total)	72 x 20 x 1/2"	183 x 50 x 1,3 cm
40100	Mediana	46 x 20 x 1/2"	117 x 50 x 1,3 cm
40105	Pequeña – Almohadilla para cadera	20 x 20 x 1/2"	50,8 x 50,8 x 1,3 cm
40103	Mediana con recorte	46 x 20 x 1/2" c/ recorte	117 x 50,8 x 1,3 cm c/ recorte
40104A	Cabeza	9 x 20 x 1/2"	22,9 x 50,8 x 1,3 cm
40104B	Torso	39 1/2 x 20 x 1/2"	100,3 x 50,8 x 1,3 cm c/ recorte perineal
40104C	Pies	20 x 20 x 1/2"	50,8 x 50,8 x 1,3 cm c/ recorte perineal



Kits de reparación

Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.


KIT002 4 x 4" 10 x 10 cm **KIT003** 36 x 4" 91 x 10 cm

☑ - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.



ALMOHADILLAS ACTION® DE LA SERIE DE ALTO RENDIMIENTO PARA MESA QUIRÚRGICA

- Superficie de tela antibacterial con elasticidad multidireccional.
- Superficie totalmente cubierta por una capa de polímero Akton® de 3/8".
- Capa intermedia de material viscoelástico.
- Base de espuma de alta densidad.
- Impermeable con costuras selladas.
- Cierres 100 % de velcro, sin costuras.
- Sistema de ventilación oculto patentado.
- Fácil de limpiar, sin costuras en los bordes.
- Disponible en varios espesores.
- Apoyabrazos disponibles.
- Están disponibles las almohadillas a medida. Comuníquese para obtener más información.



Almohadilla de Alto rendimiento de 3"

Hombre: 5' 11" – 175 lb Presión promedio (mmHg): 18,72 Temperatura en la sala: 68° Fahrenheit

Equipo: Sistema de mapa de presión con FSA Rango: 1–150 mmHg



Presentamos nuestras series de almohadillas para mesas quirúrgicas **Alto rendimiento** y **Alto rendimiento plus** que lo ayudarán a erradicar las úlceras de decúbito sin exceder su presupuesto.

Nuestras almohadillas están diseñadas clínicamente para prevenir con eficacia las úlceras de decúbito, controlar infecciones y brindar estabilidad a fin de lograr la máxima seguridad para el paciente. Con dos estilos y múltiples grosores, tenemos la perfecta amortiguación que se adapta a todos los presupuestos.

Almohadillas Action® de la serie de Alto rendimiento para mesa quirúrgica


55120	Superficie de tela de 2"	Para Amsco 3080/3085
55130	Superficie de tela de 2"	Para Steris C-Max
55310	Superficie de tela de 2"	Para Skytron 3500
55320	Superficie de tela de 2"	Para Skytron 5001/ 6001/ 6002B/ 6500/ 6600
55330	Superficie de tela de 2"	Para Skytron 6700/ 6701
55370	Superficie de tela de 2"	Para Skytron 3501
57120	Superficie de tela de 3"	Para Amsco 3080/3085
57130	Superficie de tela de 3"	Para Steris C-Max
57310	Superficie de tela de 3"	Para Skytron 3500
57320	Superficie de tela de 3"	Para Skytron 5001/ 6001/ 6002B/ 6500/ 6600
57330	Superficie de tela de 3"	Para Skytron 6700/ 6701
57370	Superficie de tela de 3"	Para Skytron 3501
59100	Superficie de tela de 2"	Apoyabrazos universal
59600	Superficie de tela de 3"	Apoyabrazos universal




La costura media sellada y durable y la estructura de ventilación oculta patentada mejoran el control de infecciones para prolongar la vida útil de la almohadilla.



ALMOHADILLAS ACTION® DE LA SERIE DE ALTO RENDIMIENTO PLUS PARA MESA QUIRÚRGICA



- Superficie Shear Smart® recubierta con polímero Akton® de 3/8".
- Cubierta de película con elasticidad multidireccional en la superficie.
- Capa intermedia de material viscoelástico.
- Base de espuma de alta densidad.
- Se comportan de misma manera que el tejido del paciente.
- No contribuyen a la proliferación bacteriana.
- Impermeable con costuras selladas.
- Cierres 100 % de velcro, sin costuras.
- Sistema de ventilación oculto patentado.
- Fácil de limpiar, sin costuras en los bordes.
- Disponible en varios espesores.
- Apoyabrazos disponibles.
- Están disponibles las almohadillas a medida. Comuníquese para obtener más información.



Almohadilla de Alto rendimiento plus de 3"

Hombre: 5' 11" – 175 lb Presión promedio (mmHg): 22,33 Temperatura en la sala: 69° Fahrenheit

Equipo: Sistema de mapa de presión con FSA Rango: 1–150 mmHg

Almohadillas Action® de la serie de Alto rendimiento plus para mesa quirúrgica

50120	Superficie de polímero de 2"	Para Amsco 3080/3085
50130	Superficie de polímero de 2"	Para Steris C-Max
50310	Superficie de polímero de 2"	Para Skytron 3500
50320	Superficie de polímero de 2"	Para Skytron 5001/ 6001/ 6002B/ 6500/ 6600
50330	Superficie de polímero de 2"	Para Skytron 6700/ 6701
50370	Superficie de polímero de 2"	Para Skytron 3501
52120	Superficie de polímero de 3"	Para Amsco 3080/3085
52130	Superficie de polímero de 3"	Para Steris C-Max
52310	Superficie de polímero de 3"	Para Skytron 3500
52320	Superficie de polímero de 3"	Para Skytron 5001/ 6001/ 6002B/ 6500/ 6600
52330	Superficie de polímero de 3"	Para Skytron 6700/ 6701
52370	Superficie de polímero de 3"	Para Skytron 3501
54100	Superficie de polímero de 2"	Apoyabrazos universal
54600	Superficie de polímero de 3"	Apoyabrazos universal



Polímero Akton® en una suave película patentada que reduce los efectos de fricción y garantiza una óptima seguridad del paciente.



Kits de reparación

Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.

KIT002 4 x 4" 10 x 10 cm

KIT003 36 x 4" 91 x 10 cm



- Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.

ALMOHADILLAS PARA CABEZA

- Protege y sostiene la cabeza del paciente.
- Estabiliza el movimiento de la cabeza.
- Evita la hiperextensión del cuello.

Almohadilla lateral con cavidad central para cabeza

- Uso preoperatorio y postoperatorio.
- Reduce la presión lateral sobre el rostro y oreja del paciente.



40207 9 x 10 x 1" 23 x 25 x 2,5 cm

Almohadilla para cabeza en decúbito supino.

- Estructura de espuma y polímero Akton®.
- La cavidad central interna brinda sostén y reduce la presión.



40200 9 x 10 x 2 1/4" 23 x 25 x 5,7 cm

Apoyacabeza para decúbito prono

- Permite el acceso de sondas o tubos a través de los canales lateral o inferior.



40216M Mediana 8 3/4 x 7 3/4 x 4 3/4" 22,2 x 19,7 x 12 cm

40216L Grande 10 3/8 x 9 x 5 1/4" 27 x 22,0 x 13,4 cm

Almohadilla anatómica para cabeza

- Óptima estabilidad de la cabeza del paciente en decúbito supino.



40213 7 x 7 x 3 1/4" (1 1/2" anatómica) 18 x 18 x 8 cm



Kits de reparación

Repáre rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.

KIT002 4 x 4" 10 x 10 cm

KIT003 36 x 4" 91 x 10 cm



✓ - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.



Almohadillas para cabeza en forma de anillo

- Líder en ventas.
- Variedad de tamaños para lograr un apoyo óptimo.
- Opcional: la cavidad recubierta con polímero brinda protección superior.

40201 Adulto 8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1 3/4" 20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm

40212 Adulto alta 8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 3" 20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 7,5 cm

40202 Pediátrica 5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4" 14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm

40203 Neonatal 3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4" 8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm

40218 Adulto ancha 8 Diám. ext. x 4 1/2 Diám. int. x 1 3/4" 20,5 Diám. ext. x 11,4 Diám. int. x 4,5 cm

40201D Adulto con cavidad central 8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1 3/4" 20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm

40202D Pediátrica con cavidad central 5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4" 14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm

40203D Neonatal con cavidad central 3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4" 8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm



Almohadilla en forma de herradura para cabeza

- Se utiliza en decúbito prono o lateral.

40204 Adulto 8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1 3/4" 20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm

40211 Adulto alta 8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 3" 20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 7,5 cm

40205 Pediátrica 5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4" 14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm

40206 Neonatal 3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4" 8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm

Apoyacabeza para intervenciones oftálmicas

- Confort y estabilidad superiores para intervenciones con anestesia local.
- Apoyo para el brazo y la muñeca del cirujano.



40209 Grande 12 x 10 1/2 x 3 7/8" 31 x 27 x 10 cm

40210 Mediano 12 x 10 x 2 7/8" 31 x 25 x 7,3 cm

Apoyacabeza con soporte para intervenciones oftálmicas

- Reduce el riesgo de alopecia.

40217 Adulto 9 x 9 x 1 1/2" 23 x 23 x 3,8 cm

40217P Pediátrico 7 1/2 x 8 1/2 x 2 1/4" 19 x 21,6 x 5,7 cm



ALMOHADILLAS PARA BRAZOS/HOMBROS/CODOS



Almohadillas anatómicas para apoyabrazos

- Protección total del brazo: bíceps, codos y antebrazos.
- Su diseño anatómico minimiza la posibilidad de que el brazo del paciente se deslice.
- Ideal para decúbito prono, especialmente en laminectomías.

40307	Pequeña	16 x 5 1/2 x 2"	41 x 14 x 5 cm
40310	Mediana	20 x 5 3/4 x 2 1/4"	51 x 15 x 6 cm
40306	Grande	24 x 5 3/4 x 2 1/4"	61 x 15 x 6 cm



Almohadillas para apoyabrazos V

- Protegen los bíceps, codos y antebrazos del paciente.
- Utilícelas sobre las extensiones apoyabrazos de las mesas de operaciones estándares.

40300	Corta	15 x 4 x 1/4"	38 x 10 x 0,6 cm
40301	Larga	24 x 4 1/2 x 3/8"	61 x 11,5 x 0,95 cm
40309	Ancha y corta	15 x 6 1/2 x 1/4"	38 x 16,5 x 0,6 cm
40308	Ancha y larga	24 x 6 1/2 x 3/8"	61 x 16,5 x 0,95 cm

Almohadilla para protector quirúrgico en forma de tobogán

- Utilice la almohadilla junto con el protector quirúrgico en forma de tobogán.
- Evita que el brazo o la pierna del paciente se caigan de la mesa.
- Protege el brazo o la pierna del paciente para que el profesional no se incline sobre ellos.
- Reduce el riesgo de tensión de cizallamiento o presión causadas por el contacto directo con el protector.
- El juego incluye el protector.

40130	Almohadilla para protector quirúrgico en forma de tobogán	16 1/4 x 8 1/4 x 3/8"	41,3 x 21 x 0,95 cm
40130-S*	Juego de almohadillas para protector quirúrgico en forma de tobogán	16 1/4 x 8 1/4 x 3/8"	41,3 x 21 x 0,95 cm

*La garantía cubre solo la almohadilla.



Protector cubital del antebrazo

- Protege el antebrazo del paciente.
- Práctico y con cierres de velcro.

40303	18 x 13 x 1/4"	46 x 33 x 0,6 cm
--------------	----------------	------------------



Protector del nervio cubital V

- Protege el nervio cubital y brinda un acceso total al brazo.
- Práctico y con cierres de velcro.

40304	Pequeño	15 3/4 x 6 x 1/2"	40 x 15 x 1,3 cm
40304L	Grande	19 x 8 1/2 x 1/2"	48 x 21,6 x 1,3 cm



Apoyo para mano/muñeca

NUEVO Estructura completamente hecha de polímero Akton®.

- Estabilidad y protección superiores de la mano y de la muñeca.
- Perfecto para intervenciones del túnel carpiano, canalización arterial y diálisis, entre otras.
- Coloca la mano/muñeca en la posición ideal para realizar la ablación de la arteria radial durante una derivación aortocoronaria.
- Su uso de optimiza con correas elásticas que brindan estabilidad.

40321	11 x 3 1/4 x 2 3/8"	28 x 8,3 x 6 cm
--------------	---------------------	-----------------



Correa estabilizadora para brazo/mano

- Estabiliza el brazo en el apoyabrazos.
- Se ajusta de manera rápida y fácil gracias a los cierres de velcro.

40315	25 x 2 x 1/4"	63,5 x 5 x 0,635 cm
--------------	---------------	---------------------



Almohadillas para apoyahombro, Juego de 2 piezas

- Protegen los hombros en la posición Trendelenburg.
- Las almohadillas envuelven los apoyahombros con cierres de velcro.

40302	5 x 6 x 1"	13 x 15 x 2,5 cm
--------------	------------	------------------



V - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.

ALMOHADILLAS PARA TOBILLOS/PIES/TALONES/RODILLAS



Almohadilla para apoyapié de mesa ortopédica

- Utilízela sobre el soporte de preparación quirúrgica para piernas o sobre los apoyapiés de la mesa ortopédica.

40400 12 x 4 x 1/4" 30,5 x 10 x 0,6 cm



Almohadillas para perneras

- Tres tamaños para una máxima versatilidad.

40402	Pequeña	11 x 9 x 3/8"	27,9 x 22,9 x 0,95 cm
40403	Mediana	17 x 11 x 1/4"	43 x 27,9 x 0,6 cm
40404	Grande	22 x 20 x 1/2"	56 x 50 x 1,3 cm



Juego de taloneras protectoras

- Se utilizan para complementar la función de las medias antiembólicas.
- Adecuadas para las salas de reanimación y radiología.
- Incluyen correas de sujeción de polímero con cierres de velcro.

40520 (Juego de 2 piezas) 4 3/4 x 4 x 1 3/8" 12,1 x 10,2 x 3,5 cm



Apoyo para talones

- Asegura y protege el área del talón sin cierres de velcro.
- El canal detrás de la talonera sostiene el área del tendón de Aquiles del paciente.

40502 6 x 3 1/4" x 1 3/4" 15 x 8,3 x 4,5 cm



- Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.



Almohadilla protectora para talones

- Se ajusta fácilmente con prácticos cierres de velcro.

40401 12 1/2 x 7 3/4 x 1/2" 32 x 20 x 1,3 cm



Juego de almohadillas para estribos en forma de bastón V

- Minimice el riesgo de lastimaduras causadas por el contacto de la piel con el caño de metal.
- Protege el nervio musculocutáneo de la pierna durante procedimientos ginecológicos.
- Elimina el tedioso proceso de envolver, desenvolver y volver a envolver los caños de los estribos.
- Utilícelo con los Protectores para talones Action®, Modelo 40401.

40501 (Juego de 2 piezas) 28 x 2" Diám. ext. 71 x 5 cm Diám. ext.



Juego de almohadillas para estribos de correas

- Ajustable para garantizar un calce justo.
- Almohadillas de polímero Akton® para estribos obstétricos.
- Deja el pie totalmente a la vista.
- Incluye todas las correas y cierres.

40510	Pequeña	12 ½ x 1 ¾ x ¾"	31,7 x 4,7 x 0,95 cm
40511	Grande	17 ¾ x 1 ¾ x ¾"	44,1 x 4,7 x 0,95 cm



Juego de almohadillas para estribos estilo bota

- Protege la parte inferior de la pierna y el talón en los estribos universales.

40500 10 ½ x 6 x 14" 26,7 x 15,2 x 35,6 cm



Juego de almohadillas para estribos estilo bota SAM

- El polímero AKTON protege de manera uniforme incluso en una posición ginecológica elevada.

40503	27 x 14 ¼Superior/ 5 x ¼" Inferior	68,5 x 36Superior/ 12,5 x 0,6 cm Inferior
--------------	---------------------------------------	--

Kits de reparación V

Repáre rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.

KIT002	4 x 4" 10 x 10 cm
KIT003	36 x 4" 91 x 10 cm

V - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.



APOYOS CILÍNDRICOS PARA PECHO

- Mayor estabilidad.
- Brinda un punto de apoyo para fijar la posición de la parte superior del cuerpo.



Apoyos cilíndricos anatómicos para pecho

- Se ajusta a la caja torácica de un paciente adulto.

40622	Pequeño	12 x 6 ¼ x 5"	30,5 x 16 x 13 cm
40623	Mediano	16 x 6 ¼ x 5"	40,6 x 16 x 13 cm
40624	Grande	20 x 6 ¼ x 5"	50,8 x 16 x 13 cm



Apoyos para pecho

- Se adaptan al área que va desde los hombros hasta el pecho del paciente.
- Bordes redondeados para las axilas.
- Ayuda a aliviar la presión en el área torácica.

40625	Izquierdo	28/23 x 8 x 3"	71/58,5 x 20,3 x 7,6 cm
40626	Derecho	28/23 x 8 x 3"	71/58,5 x 20,3 x 7,6 cm



Cubiertas para apoyos cilíndricos

- Se envuelve alrededor de los apoyos cilíndricos del tipo antiestafilocócico con los que ya cuenta su centro de salud.
- Aumente la eficacia de los apoyos cilíndricos para pecho básicos para que redistribuyan mejor la presión.
- Con cierres de velcro.

40600	Cubierta para apoyo cilíndrico para pecho	18 x 18 x ½"	46 x 46 x 1,3 cm
40601	Cubierta para apoyo cilíndrico axilar	17 x 12 x ½"	43 x 30,5 x 1,3 cm



Apoyos cilíndricos para pecho con base plana

- Diseño estable y antideslizante
- Protege la zona pectoral completa de la presión en decúbito prono.
- Amplia variedad de tamaños para adultos y niños para satisfacer prácticamente todas las necesidades.

Apoyos cilíndricos para pecho para adultos			Apoyos cilíndricos pediátricos para pecho	
40616	12 x 4"	30,5 x 10 cm	40639	6 x 2" 15 x 5 cm
40617	16 x 4"	40,6 x 10 cm	40640	8 x 2" 20 x 5 cm
40618	20 x 4"	50,8 x 10 cm	40641	10 x 2" 25,5 x 5 cm
40619	12 x 6"	30,5 x 15 cm	40642	12 x 2" 30,5 x 5 cm
40620	16 x 6"	40,6 x 15 cm	40643	6 x 3" 15 x 7,5 cm
40621	20 x 6"	50,8 x 15 cm	40644	8 x 3" 20 x 7,5 cm
			40645	10 x 3" 25,5 x 7,5 cm
			40646	12 x 3" 30,5 x 7,5 cm



Kits de reparación

Repáre rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.

KIT002	4 x 4" 10 x 10 cm	KIT003	36 x 4" 91 x 10 cm
---------------	-------------------	---------------	--------------------

- Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.





Apoyo trapezoide

- Proporciona una marcada separación de las piernas.

40630 10 x 7 x 3 1/2" 25,4 x 17,8 x 8,9 cm


Posicionadores para el paciente

- Apoyos versátiles que eliminan el uso de las antiguas bolsas de arena.
- Los apoyos de polímero son una excelente solución en lugar de métodos inseguros como las toallas enrolladas, las bolsas de infusión y las bolsas de arena.

40602 Pequeño 10 x 4 1/2 x 2" 25,4 x 11,4 x 5 cm

40605 Grande 14 x 4 1/2 x 2" 35,5 x 11,4 x 5 cm


40615 Extra largo 18 x 4 x 2" 46 x 10 x 5 cm



Apoyo semicircular

- Protege contra la presión debajo de las rodillas en decúbito supino.

40603 14 x 6 x 3" 36 x 15 x 7,6 cm



Apoyo lateral

- Sostiene el hombro y la parte superior del brazo.
- Redistribuye la presión y protege los nervios.
- Tiene base de espuma liviana y la cubierta de la almohadilla está hecha de polímero AKTON.

40610 28 x 19,5 x 6/1" 71,1 x 49,5 x 15,2/2,5 cm



Correa de fijación Action®

- Se utiliza para minimizar el movimiento del paciente.
- Cierres de velcro para sujetarla a las barandillas de las mesas de quirófano.
- Con polímero Akton® adherido a la banda elastomérica de color negro.
- La superficie con polímero Akton® mide 38 1/2 x 3 1/4 x 1/4" (98 x 8,2 x 0,6 cm).

40713 56 1/2 x 3 1/2 x 1/4" 143,5 x 8,9 x 0,6 cm

Apoyo torácico graduado

- Su diseño levemente más delgado en uno de los extremos permite una completa extensión del pecho.
- Diseñado para intervenciones cardiovasculares o torácicas.

40604 14 x 9 x 2/1 1/2" 36 x 23 x 5/3,8 cm



Cubiertas para fijadores de posición Vac-Pac®

- Proteja la integridad del tejido del paciente colocando esta almohadilla sobre el fijador de posición Vac-Pac® antes de la compresión.
- Minimiza la fricción y la presión creadas por el intenso vacío generado por el fijador de posición.
- Ideal para intervenciones de cadera, riñones o hígado.

40612 Cubierta universal para fijador de posición Vac-Pac® 37 x 28 x 1/2" 94 x 71 x 1,3 cm

40613 Cubierta en forma de T para fijador de posición Vac-Pac®
 Parte inferior 34 x 15 x 1/2" Parte inferior 86,5 x 38 x 1,3 cm
 Parte superior 23 x 9 x 1/2" Parte superior 58,5 x 23 x 1,3 cm



Vac-Pac es una marca registrada de Olympic Medical.

☑ - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.



APOYOS PEDIÁTRICOS

Juego de apoyos pediátricos ▼

- Este juego multiuso protege desde recién nacidos hasta niños pequeños durante una amplia variedad de intervenciones.
- La almohadilla rectangular con canal central facilita la expansión torácica.
- La almohadilla pediátrica en forma de herradura (Modelo 40205) sostiene la cabeza en decúbito prono o lateral.
- Incluye dos apoyos cilíndricos para pecho de diferente tamaño (Modelos 40642 y 40646).

40614 Almohadilla rectangular: 20 x 9 x 2" 50,8 x 22,9 x 5 cm



Almohadilla para incubadora

- Minimiza de manera permanente la presión y la fricción en las unidades de terapia intensiva neonatal o en el quirófano.

40120L Almohadilla para incubadora 26 x 16 x 1/2" 66 x 40,6 x 1,3 cm

También está disponible:

40120 Almohadilla para cuna 26 x 12 x 1/2" 66 x 30,5 x 1,3 cm



Protector para frente

- Protege a bebés, niños y adultos de la presión que ejercen las cánulas de oxígeno, etc.
- Semicircular con base plana.

40208 2 1/2 x 1 5/8 x 5/8" 6,3 x 4 x 1,6 cm



▼ - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.



Apoya cabezas pediátrico

40202	Almohadilla pediátrica en forma de anillo para cabeza	5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4"	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm
40203	Almohadilla neonatal en forma de anillo para cabeza	3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4"	8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm
40202D	Almohadilla pediátrica en forma de anillo con cavidad central para cabeza	5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4"	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm
40203D	Almohadilla neonatal en forma de anillo con cavidad central para cabeza	3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4"	8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm
40205	Almohadilla pediátrica en forma de herradura para cabeza	5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4"	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm
40206	Almohadilla neonatal en forma de herradura para cabeza	3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4"	8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm
40217P	Apoyacabeza pediátrico con soporte para intervenciones oftálmicas	7 1/2 x 8 1/2 x 2 1/4"	19 x 21,6 x 5,7 cm

Para ver más tamaños, consulte la página 6.



Para ver más tamaños, consulte la página 10.

Apoyos cilíndricos pediátricos para pecho

40639	6 x 2"	15 x 5 cm
40640	8 x 2"	20 x 5 cm
40641	10 x 2"	25,5 x 5 cm
40642	12 x 2"	30,5 x 5 cm
40643	6 x 3"	15 x 7,5 cm
40644	8 x 3"	20 x 7,5 cm
40645	10 x 3"	25,5 x 7,5 cm
40646	12 x 3"	30,5 x 7,5 cm



Kits de reparación ▼

Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.


KIT002 4 x 4" 10 x 10 cm **KIT003** 36 x 4" 91 x 10 cm

ALMOHADILLAS PARA ARMAZONES ESPECIALIZADOS

- Las almohadillas para armazones especializados Action® brindan confort y estabilidad durante cirugías altamente especializadas.
- Se muestran en la fotografía: Marco de Wilson, ver a continuación; Almohadilla pequeña para quirófano, pág. 3; Almohadilla para cabeza en decúbito supino, pág. 6; Almohadilla para cabeza en forma de anillo, pág. 6; Apoyos cilíndricos para pecho, pág. 10



A	40701	Almohadilla para armazón Wilson, Juego de dos piezas (½" de espesor)	29 x 10 x ½"	74 x 25,4 x 1,3 cm
A	40702	Almohadilla para armazón Wilson, Juego de dos piezas (1" de espesor)	29 x 10 x 1"	74 x 25,4 x 2,5 cm
B	40705	Almohadilla para rodillas para armazones Andrews (Andrews Frame™)	22 x 16 x 1"	56 x 40,6 x 2 cm
B	40706	Correa para cadera para el armazón Andrews (Andrews Frame™)	24 x 6 x ¾"	61 x 15 x 0,95 cm
C	40110	Almohadilla para armazón Montreal	18 ¼ x 12 x ½"	46,3 x 30,5 x 1,3 cm
D	40712	Juego de almohadillas para armazón de Kambin	34 x 14 ¼ x 8 ¾ x 10 ¾"	86,4 x 36,2 x 21,9 x 27,3 cm
E	40711	Armazón para columna CF-94/CHOP	7 ½ de diámetro x 3 de alto x ¾"	19 x 7,6 x 1,6 cm
F	40700	Juego de almohadillas para armazón de Relton, Juego de 4 piezas	8 ¾ x 7 ¾ x 4 ½" Diám. ext.; 6 ½ x 5 ¾ x 3 ¾" Diám. int.	22,4 x 18,6 x 10,5 cm Diám. ext.; 16,5 x 14,1 x 8,7 cm Diám. int.
G	40703	Almohadilla para mesa ortopédica para cadera (Rectangular)	8 x 5 ½ x ½"	20 x 14 x 1,3 cm
G	40707	Almohadilla para mesa ortopédica para cadera (Anatómica)	1 Diámetro del orificio: ¾"	Diámetro del orificio: 4,5 cm
G	40704	Almohadilla para poste perineal de mesa ortopédica	7 x 5 x ½"	18 x 12,7 x 1,3 cm
H	40708	Juego de almohadillas para el apoyo lateral universal de cadera	3 x 3¼ x 1 ⅞" Diám. ext.; 2 ⅞ x 2 ¾ x 1" Diám. int.	7,6 x 8,3 x 4,8 cm Diám. ext.; 5,5 x 6 x 2,5 cm Diám. int.
H	40709	Juego de cubiertas para almohadillas para armazón de apoyo lateral universal	4 x 4 ½ x 2 ¾" Diám. ext.; 3 x 3 ¼ x 1 ⅞" Diám. int.	10 x 11,4 x 6 cm Diám. ext.; 7,6 x 8,3 x 4,8 cm Diám. int.
H	40710	Almohadilla para el apoyo lateral universal de cadera/sacro	26 x 10 x ½"	66 x 25,5 x 1,3 cm
I	40100	Almohadilla Action® mediana	46 x 20 x ½"	117 x 50 x 1,3 cm



“Los equipos de posicionamiento se deben utilizar de manera segura y según las instrucciones escritas del fabricante”.

Estándares perioperatorios y prácticas recomendadas 2009. Prácticas recomendadas: Colocación del paciente; AORN, Inc.





PRODUCTOS LÍDERES EN VENTAS CON UNA ÓPTIMA RELACIÓN ENTRE CALIDAD Y PRECIO

Si no puede equipar su quirófano con productos adicionales, tenga en cuenta estos productos básicos y versátiles...

Almohadillas para cabeza en forma de anillo

- Líder en ventas.
- Variedad de tamaños para lograr un apoyo óptimo.
- Opcional: la cavidad recubierta con polímero brinda protección superior.



40201	Adulto	8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1 3/4"	20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm
40212	Adulto alta	8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 3"	20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 7,5 cm
40202	Pedriática	5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4"	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm
40203	Neonatal	3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4"	8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm
40218	Adulto ancha	8 Diám. ext. x 4 1/2 Diám. int. x 1 3/4"	20,5 Diám. ext. x 11,4 Diám. int. x 4,5 cm
40201D	Adulto con cavidad central	8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1 3/4"	20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm
40202D	Pedriática con cavidad central	5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4"	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm
40203D	Neonatal con cavidad central	3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4"	8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm



Almohadilla para quirófano Action®, pequeña

- También conocida como Almohadilla para cadera.
- El tamaño más versátil que brinda máxima utilidad.
- Utilicela con los Modelos 40100 o 40103 para cubrir la mesa por completo.

40105	20 x 20 x 1/2"	50,8 x 50,8 x 1,3 cm
--------------	----------------	----------------------

Protector del nervio cubital

- Protege el nervio cubital y brinda un acceso total al brazo.
- Práctico y con cierres de velcro.



40304	Pequeño	15 3/4 x 6 x 1/2"	40 x 15 x 1,3 cm
40304L	Grande	19 x 8 1/2 x 1/2"	48 x 21,6 x 1,3 cm



Cubiertas para apoyos cilíndricos


- Se envuelve alrededor de los apoyos cilíndricos del tipo antiestafilocócico con los que ya cuenta su centro de salud.
- Aumente la eficacia de los apoyos cilíndricos para pecho básicos para que redistribuyan mejor la presión.
- Con cierres de velcro.

40600	Cubierta para apoyo cilíndrico para pecho	18 x 18 x 1/2"	46 x 46 x 1,3 cm
40601	Cubierta para apoyo cilíndrico axilar	17 x 12 x 1/2"	43 x 30,5 x 1,3 cm

Apoyos para la colocación del paciente

- Apoyos versátiles que eliminan el uso de las antiguas bolsas de arena.
- Los apoyos de polímero son una excelente solución en lugar de métodos inseguros como las toallas enrolladas, las bolsas de infusión y las bolsas de arena.

40602	Pequeño	10 x 4 1/2 x 2"	25,4 x 11,4 x 5 cm
40605	Grande	14 x 4 1/2 x 2"	35,5 x 11,4 x 5 cm
40615	Extra largo	18 x 4 x 2"	46 x 10 x 5 cm



Apoyo para talones

- Asegura y protege el área del talón sin cierres de velcro.
- El canal detrás la talonera sostiene el área del tendón de Aquiles del paciente.



40502	6 x 3 1/4" x 1 3/4"	15 x 8,3 x 4,5 cm
--------------	---------------------	-------------------



Kits de reparación

Repáre rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.

KIT002	4 x 4" 10 x 10 cm
KIT003	36 x 4" 91 x 10 cm





Juego de apoyos pediátricos

- Este juego multiuso protege desde recién nacidos hasta niños pequeños durante una amplia variedad de intervenciones.
- La almohadilla rectangular con canal central facilita la expansión torácica.
- La almohadilla pediátrica en forma de herradura (Modelo 40205) sostiene la cabeza en decúbito prono o lateral.
- Incluye dos apoyos cilíndricos para tórax de diferente tamaño (Modelos 40642 y 40646).

40614 Almohadilla rectangular: 20 x 9 x 2" 50,8 x 22,9 x 5 cm



Almohadillas para perneras

- Tres tamaños para una máxima versatilidad.


40402	Pequeña	11 x 9 x 3/8"	27,9 x 22,9 x 0,95 cm
40403	Mediana	17 x 11 x 1/4"	43 x 27,9 x 0,6 cm
40404	Grande	22 x 20 x 1/2"	56 x 50 x 1,3 cm



Juego de almohadillas para estribos en forma de bastón

- Minimice el riesgo de lastimaduras causadas por el contacto de la piel con el caño de metal.
- Protege el nervio musculocutáneo de la pierna durante procedimientos ginecológicos.
- Elimina el tedioso proceso de envolver, desenvolver y volver a envolver los caños de los estribos.
- Utilícelo con los Protectores para talones Action®, Modelo 40401.

40501 (Juego de 2 piezas) 28 x 2" Diám. ext. 71 x 5 cm Diám. ext.



Almohadillas para apoyabrazos

- Protegen los bíceps, codos y antebrazos del paciente.
- Utilícelas sobre las extensiones apoyabrazos de las mesas de operaciones estándares.

40300	Corta	15 x 4 x 1/4"	38 x 10 x 0,6 cm
40301	Larga	24 x 4 1/2 x 3/8"	61 x 11,5 x 0,95 cm
40309	Ancha y corta	15 x 6 1/2 x 1/4"	38 x 16,5 x 0,6 cm
40308	Ancha y larga	24 x 6 1/2 x 3/8"	61 x 16,5 x 0,95 cm



Garantía

Se garantiza que las almohadillas Action® no están confeccionadas con materiales defectuosos ni tienen defectos de mano de obra al momento de la compra. La vida útil de las almohadillas se extiende por un período de dos años siempre y cuando no se hayan dañado como consecuencia de maltrato, negligencia, accidente o uso indebido. Se garantiza que los accesorios no tienen defectos de mano de obra solo al momento de la compra. Las inquietudes relacionadas específicamente con la garantía se deben dirigir al Servicio al consumidor al teléfono 301.797.1414 (de lunes a viernes se 8:30 a.m. a 5:00 p.m. horario del este) o a su representante o distribuidor autorizado.

LAS ALMOHADILLAS Y LOS APOYOS A MEDIDA SON NUESTRA ESPECIALIDAD.

Llámenos o envíenos un diagrama por fax con sus requisitos específicos. Los pedidos a medida no se pueden devolver. Todas las almohadillas y los apoyos se pueden utilizar durante el diagnóstico por imágenes y se desinfectan con facilidad.

TÉRMINOS:

Pago a 30 días, con un descuento del 2 % sobre la mercadería solo si el pago se realiza dentro de los 10 días posteriores a la fecha de la factura. FOB Hagerstown, MD. Con un recargo del 1,5 % mensual por saldo deudor. Los precios pueden variar sin aviso previo. Con un costo de manipulación de \$ 5,00 por pedido. Es posible que se cobre un gasto de envío de \$ 3,00.

Action Products, Inc.

954 Sweeney Drive
Hagerstown, MD 21740, EE. UU.
800.228.7763
301.797.1414
301.733.2073 (Fax)
service@actionproducts.com
www.actionproducts.com

